


NOTA TÉCNICA 9.15

Preparo Básico para Cirurgia Guiada Material Básico de Cirurgia para Cirurgia Guiada

<p>Passo 1:</p>  <p>Luvas e campos estéreis; Gorro, máscara e propés cirúrgicos; Óculos de proteção e esparadrapo;</p>	<p>Passo 2:</p>  <p>Motor de Implantes; Mangueiras de Irrigação; Soro Fisiológico para Irrigação;</p>
<p>Passo 3:</p>  <p>Visão geral da mesa cirúrgica para cirurgia guiada.</p>	<p>Passo 4a:</p>  <p>Cuba e clorexidine 0,2% para Guia Cirúrgica; Cuba e álcool 70% para tubetes e agulha anest.; Gaze estéril;</p>

Versão 1.0


Página 1/2

WWW.BIOPARTS.COM.BR

NOTA TÉCNICA 9.15

Preparo Básico para Cirurgia Guiada Material Básico de Cirurgia para Cirurgia Guiada

Passo 4b:



Porta-Agulha forte para remoção de monta-impl.
Hemostática simples com gaze.
Seringas carpule para anestesia

Passo 4c:



Kit Raptor 3.5
Para inserir implantes de diâmetro 4.0 ou 4.1,
incluir o complemento: Kit Raptor 4.1

Passo 4d:



2 Afastadores de Minesota;
2 Afastadores de Farabeuf;
1 Pinça reta simples;

Passo 4e:



Contra-ângulo cirúrgico; Ponta de aspiração;
Seringa descartável para irrigação;
Hemostática e gaze (com pinos de fixação);

Versão 1.0

Página 2/2

WWW.BIOPARTS.COM.BR